



































































Compleet overzicht van alle dental gipsoorten

			Ge- wicht	Verpak- king	Gipsoort	Mengverhouding	Verwerk- ingstijd (CA.)	Afbindtijd (CA.)	Expansie na 2 uur	Expansie na 24 uur	Hard- heid na 2 uur	Hardheid na 24 uur
	ART. NR.	Klasse 1	Afdruk-gips									
 	800100 800105	Afdruk-gips Afdruk-gips wit, Afdruk-gips roze.	 		Natuur	100 gr : 50 ml.	1 min.	2,5 min.	0,06%	0,07%	20	30
		Klasse 2	Snelle reparaties, artikulator-gips, gips-slotjes, inbedgips (cuvettengips)									
	800110	Normaal hard wit			Natuur	100 gr. : 50 ml.	8 min.	20 min.	0,20%	0,18%	30	40
	800125	Normaal hard Snelafbindend wit.			Natuur	100 gr. : 50 ml.	4 min.	10 min.	0,20%	0,18%	30	40
	800130	Semi-Hard, wit.			Natuur	100 gr. : 40 ml.	7 min.	15 min.	0,17%	0,15%	40	50
	800706	Artifix "extra wit".			Synthese	100 gr. : 30 ml.	3 min.	6 min.	0,04%	0,03%	60	70
 	803100 803110	Artikulator-gips 3 min. Artikulator-gips 8 min.			Synthese Synthese	100 gr. : 30 ml. 100 gr. : 30 ml.	1,5 min. 4 min.	3 min. 8 min.	0,04% 0,04%	0,03% 0,03%	50 50	60 60
 	803000 803010	Artikulator-gips 4,5 min. Artikulator-gips 8 min.			Natuur Natuur	100 gr. : 40 ml. 100 gr. : 40 ml.	2 min. 4 min.	4,5 min. 8 min.	0,05% 0,05%	0,04% 0,04%	40 40	50 50
	800135	Extra Hard wit.			Natuur	100 gr. : 30-32 ml.	5 min.	12 min.	0,15%	0,13%	60	70
		Klasse 3	Prothese-en tegenbeetmodellen									
  	800155 800165 800160	Durofix (pastelkleuren) Durofix Blauw, Durofix Groen, Durofix Geel.			Natuur	100 gr. : 30-32 ml.	5 min.	12 min.	0,15%	0,13%	60	70
    	800190 800170 800187 800180 800185	Duradur (extra ingekleurd) Duradur wit, Duradur blauw, Duradur groen, Duradur geel, Duradur roze.			Natuur	100 gr. : 30-32 ml.	5 min.	12 min.	0,14%	0,13%	70	85
	803210	Super-Art Snelafbindend. wit			Synthese	100 gr. : 30 ml.	4 min.	10 min.	0,11%	0,09%	65	80
  	800380 800350 800390	Delta Serie Delta Blue, Delta White, Delta Yellow			Synthese	100 gr. : 30 ml.	5 min.	12 min.	0,12%	0,10%	75	90
		Klasse 3	Prothese-en tegenbeetmodellen "dubbel gemalen gips"									
	800208	Heborock roze.			Natuur	100 gr. : 30 ml.	7 min.	15 min.	0,13%	0,12%	90	110
	800200	Moldano blauw.			Natuur	100 gr. : 30 ml.	4 min.	7 min.	0,16%	0,18%	180	190
 	800721 800726	BlueRock, YellowRock.			Synthese	100 gr. : 30 ml.	7 min.	14 min.	0,10%	0,09%	100	120
		Klasse 4	Definitieve modellen, tegenbeet modellen, prothese modellen, sokkelgips									
	803450	Semirock roze			Synthese	100 gr : 26 ml	5 min.	10 min.	0,12%	0,10%	110	135
	801010	Gilrock Super roze			Synthese	100 gr : 25 ml	6 min.	12 min	0,10%	0,09%	130	160
 	803350 803360 800714	Sokkeldent (stapelbaar) wit Sokkeldent FL (vloeibaar) wit 25kg Sokkel Plus FL (vloeibaar) donkerblauw 20 kg	 	 	Synthese	100 gr. : 25 ml. 100 gr. : 23 ml. 100 gr. : 23 ml.	4 min. 5 min. 4 min.	8 min. 9 min. 8 min.	0,08%	0,08%	130	170

 Doos  Zak  Emmer

Onze gipsen worden geleverd in zakken van 25 kg, dozen van 20 kg of in zakken / emmers van 10 / 12,5 kg.
Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Compleet overzicht van alle dental gipsoorten

	Ge- wicht	Verpak- king	Gipsoort	Mengverhouding	Verwerking- stijd (CA.)	Afbindtijd (CA.)	Expansie na 2 uur	Expansie na 24 uur	Hard- heid na 2 uur	Hardheid na 24 uur	
Klasse 4			Orthodontie- en studiemodellen								
●	801003	Gildont sneeuw wit	20	Synthese	100 gr. : 25 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	130	150
●	800761	WhiteStone extra wit	20	Synthese	100 gr. : 20 ml.	5 min.	10 min.	0,12%	0,10%	210	300
●	801503	Gildent wit	20	Synthese	100 gr. : 20 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	215	260
Klasse 4			Framework								
●	801120 801130	UltraStone Ultrastone goudbruin Ultrastone geel	25	Natuur	100 gr. : 22 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	170	210
●	801020 801040	Gilstone wit Gilstone roze	25	Synthese	100 gr. : 23 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	120	170
Klasse 4			Alle keramiek-en metaal techniek. K+B, tandkransen, losse stompen E.D.								
●	801061	Tru Stone roze	11,5	Natuur	100 gr. : 24 ml.	5-6 min.	9-11 min.	0,09%	0,09%	40	70
●	801503 801514	Gildent Gildent wit Gildent goudbruin	20	Synthese	100 gr. : 20 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	215	260
●	801922	Stardent ivoor	20	Synthese	100 gr. : 18-20 ml.	8 min.	18 min.	0,10%	0,08%	220	250
●	801750 801757	EuroRock EuroRock goudbruin 18 kg (6x3) EuroRock pastelgeel 15 kg	18 (6x3) 15	Synthese	100 gr. : 20 ml.	7 min.	12 min.	0,10%	0,09%	240	270
●	801110 801100 801117 801105 801115	UltraDent UltraDent wit UltraDent goudbruin UltraDent ivoor UltraDent groen UltraDent grijs	25	Natuur	100 gr. : 20 ml.	6 min.	12 min.	0,10%	0,08%	240	290
●	800758 800756 800752 800740	DeltaDent Plus DeltaDent Plus wit DeltaDent Plus pastelgeel DeltaDent Plus goudbruin DeltaDent Plus blauw	20	Synthese	100 gr. : 20 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	290	340
●	801822	Gilplast ivoor	20	Synthese	100 gr. : 18-10 ml.	8-10 min.	17 min.	0,10%	0,08%	220	230
●	654032 654002 654012	Hinristone Saphir Grijs Hinristone Saphir Goudbruin Hinristone Saphir Ivoor	20	Synthese	100 gr. : 20 ml.	6-7 min	10 - 12 min.	0,08%	0,07%	65 (MPa)	95 (MPa)
●	171004 106904	Marmoplast N Ivoor MarmoPlast N goudbruin	25	Natuur	100 gr. : 20 ml.	7 min.	15 min.	0,09%	0,07%	60 (MPa)	90 (MPa)
Klasse 4			CAD-CAM Systemen (Cerec)								
●	801070	CAM-Stone N roodbruin	25	Natuur	100 gr. : 20 ml.	4 min.	7-9 min.	0,08%	0,06%	240	270
Klasse 5			SuperHardgips met een hoge expansie voor een speciale dentale techniek								
●	100764	Ultradent E goudbruin	25	Natuur	100 gr. : 20 ml	7 min	13 min	0,25%	0,25%	60	90 (MPa)

Doos Zak Emmer

Onze gipsen worden geleverd in zakken van 25 kg, dozen van 20 kg of in zakken / emmers van 10 / 12,5 kg.
Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk- en zettfouten voorbehouden.