

	Printer lichtbron 405nm	Printer lichtbron 378-388nm (UV)	Toepassingen	Biocompatibel Class I & IIa	Eigenschappen	Kleur	Verpakkingshoeveelheid
Detax Dental 3D Printvloeistoffen							
Freeprint Model 2.0	Model 1.0	✓	Dentale modellen		Maximale hardheid en stabiliteit, nauwkeurig en precies	grijs, ivoor, zand, licht grijs, Karamel	1000 gram
Freeprint Cast	✓	✓	Giet modellen voor dental		Residu-vrij uitbranden, nauwkeurig en precies, lage viscositeit	rood	500 gram 1000 gram
Freeprint Cast 2.0		✓	Giet modellen voor dental		Residu-vrij uitbranden, nauwkeurig en precies, lage viscositeit	rood	500 gram 1000 gram
Freeprint Splint 2.0	Splint 1.0	✓	Splints, boorsjablonen, x-ray templates	✓	Sterk en stabiel, hoge buigsterkte, maximale hardheid, geen geur of smaak	transparant	1000 gram
Freeprint Ortho	✓	✓	Splints, orthodontische toepassingen, boor en röntgen templates	✓	Zeer hoge stabiliteit en nauwkeurigheid, hoge printsnelheid, geen geur of smaak	transparant	1000 gram
Freeprint Model T	✓	✓	Temperatuurbestendige dentale modellen voor dieptrekken	✓	Hoge temperatuurbestendigheid	lichtblauw	1000 gram
Freeprint Temp		✓	Tijdelijk kroon en brugwerk	✓	Natuurlijk look, extreem hoge precisie, nauwkeurigheid en stabiliteit, geen geur of smaak	A1, A2, A3	500 gram 1000gr
Freeprint Tray	✓	✓	Pasprothesen	✓	Hoge constructiesnelheid, compatibel met alle soorten impressie materialen van Detax, geen geur of smaak	groen	1000 gram
Freeprint IBT		✓	Indirect Bonding Tray	✓	Hoge flexibiliteit en treksterkte. Class I	Transparant	500 gram 1000 gram
Freeprint Denture		✓	Prothese basis	✓	Class IIa, hoge hardheid, lage viscositeit, maximale mechanische buigsterkte, MMA Vrij, kleur stabiliteit, geur- en smaakloos.	Roze - transparant	500 gram 1000 gram
Freeprint Gingiva		✓	Tandvleesmaskers		Uitstekende elasticiteit, scheurvastheid en maatvastheid. Geen krimp of veroudering.	Zacht roze	500 gram 1000 gram
KeyStone Dental 3D Printvloeistoffen							
KeyPrint KeySplint Soft KeyPrint KeySplint Hard	✓	✓	Splint en guard	✓	Biocompatibel, transparant, polijstbaar, vlekbestendig.	Transparant helder	500 gram 1000 gram
KeyPrint KeySplint Hard	✓	✓	Splint en guard	✓	Biocompatibel, transparant, polijstbaar, vlekbestendig.	Transparant helder	500 gram 1000 gram
KeyPrint KeyOrtho IBT	✓	✓	Indirect Bonding Tray	✓	Class I, Biocompatible, Flexibel en geen plak.	Transparant	500 gram 1000 gram
KeyPrint KeyTray	✓	✓	Lepels	✓	Class I, Goede mechanische sterkten en geen hechting met materialen	Paars	500 gram 1000 gram
KeyPrint KeyGuide	✓	✓	Boorsjablonen	✓	Transparant, extreme Flexural Modulus & Strength	Transparant	500 gram 1000 gram
KeyModel KeyOrtho Model KeyModel Ultra	✓	✓	Modellen tandheekkunde Modellen Ortho Modellen, snel (100 micron)		Diverse model vloeistoffen voor dentale toepassingen.	Pastel goudbruin Pastel grijs Ivoor (vanille)	500 gram (alleen model) 1000 grams 4000 grams (alleen ultra)
KeyMask	✓	✓	Flexibele tandvleesmasker		Flexibel maar stevig zacht roze van kleur	zacht roze	500 grams
KeyCast	✓	✓	Giet patronen		Voor snelle en geleidelijke burnout. restloos verbrandbaar.	zacht paars	500 grams 1000 grams

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

	Printer lichtbron 405nm	Printer lichtbron 378-388nm (UV)	Toepassingen	Biocompatibel Class I & IIa	Eigenschappen	Kleur	Verpakkingshoeveelheid
Asiga Dental 3D Printvloeistoffen							
Asiga DentaModel	✓	✓	Dentale modellen		Maximale hardheid en stabiliteit, nauwkeurig en precisie. mooie afwerking	Almond	1000 gram
Asiga PlasGray	✓	✓	Diverse algemene modellen		Mooi grijze ABS achtig materiaal.	Grijs	1000 gram
Asiga PlasWhite	✓		Diverse algemene modellen		Mooi grijze ABS achtig materiaal.	Wit	1000 gram
Asiga DentaBase	✓	✓	Prothese basis	Certificate pending	Sterk en stabiel, hoge buigsterkte, maximale hardheid, geen geur of smaak	Transparant Roze	1000 gram
Asiga DentaTooth	✓	✓	Tijdelijk kroon en brugwerk	Certificate pending	Zeer hoge stabiliteit en nauwkeurigheid, hoge printsnelheid, geen geur of smaak, diverse kleuren	A1, A2, A3, B1, B2	500 gram 1000 gram
Asiga DentaGum	✓	✓	Tandvleesmaskers		Flexibel en zacht van kleur	Zacht roze	1000 gram
Asiga DentaTRY	✓	✓	Try-Ins, individueelbasis plaat met tandopstelling voor controle beetregistratie en occlusie	Certificate pending	Diverse kleuren	A1, A2, A3, B1, B2, B3	1000gram
Asiga DentalBT		✓	Indirect Bonding Tray	Certificate pending	Goede flexibiliteit en sterkte	Transparant	1000 gram
Asiga Super Wax	✓	not official	Giet / was patronen		Zeer mooi oppervlakte en mooie print en uitbrand kwaliteit.	Rood	500 gram 1000 gram
Asiga DentaCast	✓	✓	Gietpatronen o.a. frames		Sterke eigenschappen en restloosverbrandbaar.	Groen	500 gram 1000 gram
Asiga DentaGuide		✓	Boorsjablonen	Certificate pending	Tranparant en plakvrij	Transparant	500 gram 1000 gram
Pro3dure Dental 3D Printvloeistoffen							
Pro3dure GR-10 Guide	✓	✓	Spalken en boorsjablonen	✓	Biocompatibel, transparant, polijstbaar, vlekbestendig	Transparant helder	1000 gram
Pro3dure GR-11 Tray		✓	Ind. lepels	✓	Biocompatibel, hoge rekwaarden.	Oranje	1000 gram
Pro3dure GR-12 CAST	✓	✓	Giet patronen	✓	Residu vrij uitbrandbaar print materiaal voor giet techniek.	Rood	1000 gram
Pro3dure GR-13 Model Pro3dure GR-13.1 Model Pro3dure GR- 13.2 Model	✓	✓	Modellen		GR-13 voor restauratie modellen en GR-13.1 ortho modellen.	GR-13 - beige GR-13.1 cremewit	1000 gram
Pro3dure GR-14.1 Denture	✓	✓	Prothese basis	✓	Biocompatible, wateropname <25 µg mm-3, hoge pas nauwkeurigheid	Orange-Pink Light-Pink Deep-Pink	1000 gram
Pro3dure GR-15 Gingiva	✓	✓	Tandvleesmaskers		Flexibele rubberachtige materiaal.	Oranje-rood transparant	500 gram 1000 grams
Pro3dure GR-16 Xray	✓	✓	Scan sjablonen voor röntgen		Röntgenopaak materiaal	opaak wit	1000 grams
Pro3dure GR-17 Temp	✓	✓	Tijdelijke voorzieningen K+B	✓	Tijdelijke voorzieningen K+B en prothese elementen. stain+ glace mogelijk.	A1, A2, A3, A3,5 B1, B2 Bleach	500 grams 1000 grams
Pro3dure GR-17.1 Temp LT	✓	✓	Tijdelijke en langdurige voorzieningen & elementen	✓	Tijdelijke voorzieningen K+B en prothese elementen. stain+ glace mogelijk.	A1, A2, A3, A3,5 B1, B2 Bleach	500 grams 1000 grams
Pro3dure GR-18 IB	✓	✓	Indirect Bonding Tray	✓	Flexibel transparant materiaal voor Indirect bonding trays.	Transparant	1000 gram
Pro3dure GR-21 Try-In	✓	✓	Try-In modellen	✓	Class I basismateriaal voor functionele try-ins voor controle en beetregistratie.	A1, A2, A3	1000 gram

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.