





















			Gewicht	Verpakking	Gipsoort	Mengverhouding	Verwerk- ingstijd (CA.)	Afbindtijd (CA.)	Expansie na 2 uur	Expansie na 24 uur	Hard- heid na 2 uur	Hard- heid na 24 uur
	Art. Nr.	Klasse 2	Snelle reparaties, artikulatorgips, gipsslotjes, inbedgips (cuvettengips)									
●	800110 800125	Normaal hard wit Normaal hard snelafbindend wit	25		Natuur	100 gr : 50 ml	8 min 4 min	20 min 10 min	0,20%	0,18%	30	40
●	800130	Semi-Hard, wit	25		Natuur	100 gr : 40 ml	7 min	15 min	0,17%	0,15%	40	50
●	800706 800710	Artifix "Extra wit" Artifix L.B (Langzaam afbindend)	20		Synthese	100 gr : 30 ml 100 gr : 30 ml	3 min 6 - 8 min	6 min 9 - 11 min	0,04%	0,03%	60	70
●	803100	Artikulatorgips 3 min	25		Synthese	100 gr : 30 ml	1,5 min	3 min	0,04%	0,03%	50	60
●	803000	Artikulatorgips 4,5 min	25		Natuur	100 gr : 40 ml	2 min	4,5 min	0,05%	0,04%	40	50
●	800135	Extra Hard wit	25		Natuur	100 gr : 30-32 ml	5 min	12 min	0,15%	0,13%	60	70
		Klasse 3	Prothese-en tegenbeetmodellen									
●	800155 800165 800160	Durofix Serie (Pastelkleuren) Durofix Blauw Durofix Groen Durofix Geel	25		Natuur	100 gr : 30-32 ml	5 min	12 min	0,15%	0,13%	60	70
●	800190 800170 800187 800180 800185	Duradur Serie (Extra ingekleurd) Duradur wit Duradur blauw Duradur groen Duradur geel Duradur roze	25		Natuur	100 gr : 30-32 ml	5 min	12 min	0,14%	0,13%	70	85
●	800380 800350	Delta Serie Delta Blue Delta White	25		Synthese	100 gr : 30 ml	5 min	12 min	0,12%	0,10%	75	90
●	803210	Super-art S.B (Snelafbindend) wit	25		Synthese	100 gr : 30 ml	4 min	10 min	0,11%	0,09%	65	80
		Klasse 3	Prothese-en tegenbeetmodellen "dubbel gemalen gips"									
●	800208	Heborock roze	20		Natuur	100 gr : 30 ml	7 min.	15 min	0,13%	0,12%	90	110
●	800200	Moldano blauw	25		Natuur	100 gr : 30 ml	4 min	7 min	0,16%	0,18%	180	190
●	800721 800726	BlueRock YellowRock	20		Synthese	100 gr : 30 ml	7 min	14 min	0,10%	0,09%	100	120
		Klasse 4	Definitieve modellen, tegenbeet modellen, prothese modellen en sokkelgips									
●	803450	Semirock roze	25		Synthese	100 gr : 26 ml	5 min	10 min	0,12%	0,10%	110	135
●	801010	Gilrock Super roze	25		Synthese	100 gr : 25 ml	6 min	12 min	0,10%	0,09%	130	160
●	803350 803360	Sokkeldent (Stapelbaar) wit Sokkeldent FL (Vloeibaar) wit 25kg	25		Synthese	100 gr : 25 ml 100 gr : 23 ml	4 min 5 min	8 min 9 min	0,08%	0,08%	130	170
		Klasse 4	Orthodontie- en studiemodellen									
●	801003	Gildont sneeuw wit	20		Synthese	100 gr : 25 ml	5 min	10 min	0,10%	0,08%	130	150
●	800761	WhiteStone extra wit	20		Synthese	100 gr : 20 ml	5 min	10 min	0,12%	0,10%	210	300
●	801503	Gildent wit	20		Synthese	100 gr : 20 ml	5 min	10 min	0,10%	0,08%	215	260
		Klasse 4	Framework									
●	801020 801040	Gilstone wit Gilstone roze	25		Synthese	100 gr : 23 ml	5 min	10 min	0,10%	0,08%	120	170

Onze gipsproducten worden geleverd in dozen en zakken van 20kg en 25 kg.
 Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.



			Ge- wicht	Verpak- king	Gipsoort	Mengverhouding	Verwerk- ingstijd (CA.)	Afbindtijd (CA.)	Expansie na 2 uur	Expansie na 24 uur	Hard- heid na 2 uur	Hard- heid na 24 uur
			Alle keramiek-en metaal techniek. K+B, tandkransen, losse stompen E.D.									
Klasse 4												
	801503	Gildent Serie Gildent wit			Synthese	100 gr : 20 ml	5 min	10 min	0,10%	0,08%	215	260
	801514	Gildent goudbruin										
	801750	EuroRock Serie EuroRock goudbruin 18 kg (6x3)			Synthese	100 gr : 20 ml	7 min	12 min	0,10%	0,09%	240	270
	801757	EuroRock pastelgeel 15 kg										
	801110	UltraDent Serie UltraDent wit			Natuur	100 gr : 20 ml	6 min	12 min	0,10%	0,08%	240	290
	801100	UltraDent goudbruin										
	801117	UltraDent ivoor										
	801105	UltraDent groen										
	801115	UltraDent grijs										
	801125	UltraDent geel										
	800758	DeltaDent Plus Serie DeltaDent Plus wit			Synthese	100 gr : 20 ml	5 min	10 min	0,10%	0,08%	290	340
	800756	DeltaDent Plus pastelgeel										
	800752	DeltaDent Plus goudbruin										
	801115	Deltadent Plus grijs										
	171004	Marmoplast Serie Marmoplast N Ivoor			Natuur	100 gr : 20 ml	7 min	15 min	0,09%	0,07%	60	90
	106904	Marmoplast N goudbruin										
	100684	Hinriplast Serie Hinriplast N Ivoor			Natuur	100 gr : 20 ml	7 min	15 min	0,09%	0,07%	60	90
	100674	Hinriplast N Grijs										

 Doos  Zak

Onze gipsproducten worden geleverd in dozen en zakken van 20kg en 25 kg.
Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.