



Gipskaart 2027

Gipskaart 2027			Gewicht	Verpakking	Gipsoort	Mengverhouding	Verwerkingstijd (CA.)	Afbindtijd (CA.)	Expansie na 2 uur	Expansie na 24 uur	Hardheid na 2 uur	Hardheid na 24 uur
			Snelle reparaties, artikulatorgips, gipsslotjes, inbedgips (cuvettengips)									
	Art. Nr.	Klasse 2										
	800110 800125	Normaal hard wit Normaal hard snelafbindend wit	20		Natuur	100 gr : 50 ml	8 min 4 min	20 min 10 min	0,20%	0,18%	30	40
	800130	Semi-Hard, wit	25		Natuur	100 gr : 40 ml	7 min	15 min	0,17%	0,15%	40	50
	800706 800710	Artifix "Extra wit" Artifix L.B (Langzaam afbindend)	20		Synthese	100 gr : 30 ml 100 gr : 30 ml	3 min 6 - 8 min	6 min 9 - 11 min	0,04%	0,03%	60	70
	803100	Artikulatorgips synthese 3 min	20		Synthese	100 gr : 30 ml	1,5 min	3 min	0,04%	0,03%	50	60
	803000	Artikulatorgips natuur 4,5 min	20		Natuur	100 gr : 40 ml	2 min	4,5 min	0,05%	0,04%	40	50
	800135	Extra Hard wit	25		Natuur	100 gr : 30-32 ml	5 min	12 min	0,15%	0,13%	60	70
			Prothese-en tegenbeetmodellen									
	800155 800160	Durofix Serie (Pastelkleuren) Durofix Blauw, 20 kg Durofix Geel, 25 kg	20 25		Natuur	100 gr : 30-32 ml	5 min	12 min	0,15%	0,13%	60	70
	800190 800170 800187 800185	Duradur Serie (Extra ingekleurd) Duradur wit Duradur blauw Duradur groen Duradur roze	20		Natuur	100 gr : 30-32 ml	5 min	12 min	0,14%	0,13%	70	85
	800380 800350	Delta Serie Delta Blue Delta White	25 20		Synthese	100 gr : 30 ml	5 min	12 min	0,12%	0,10%	75	90
	803210	Super-art S.B (Snelafbindend) wit	20		Synthese	100 gr : 30 ml	4 min	10 min	0,11%	0,09%	65	80
	600500	Supraduro	20		Natuur	100 gr : 62 ml	6 - 8 min	15 - 20 min	0,24%	-	25	-
			Prothese-en tegenbeetmodellen "dubbel gemalen gips"									
	800208	Heborock roze	20		Natuur	100 gr : 30 ml	7 min.	15 min	0,13%	0,12%	90	110
	800721 800726	BlueRock YellowRock	20		Synthese	100 gr : 30 ml	7 min	14 min	0,10%	0,09%	100	120
			Definitieve modellen, tegenbeet modellen, prothese modellen en sokkelgips									
	803450	Semirock roze	20		Synthese	100 gr : 26 ml	5 min	10 min	0,12%	0,10%	110	135
	801010	Gilrock Super roze	25		Synthese	100 gr : 25 ml	6 min	12 min	0,10%	0,09%	130	160
	803350 803360	Sokkeldent (Stapelbaar) wit Sokkeldent FL (Vloeibaar) wit	25		Synthese	100 gr : 25 ml 100 gr : 23 ml	4 min 5 min	8 min 9 min	0,08%	0,08%	130	170
			Orthodontie- en studiemodellen									
	801003	Gildont sneeuw wit	20		Synthese	100 gr : 25 ml	5 min	10 min	0,10%	0,08%	130	150
	800761	WhiteStone extra wit	20		Synthese	100 gr : 20 ml	5 min	10 min	0,12%	0,10%	210	300
	801503	Gildent wit	20		Synthese	100 gr : 20 ml	5 min	10 min	0,10%	0,08%	215	260
			Framework									
	801020 801040	Gilstone wit Gilstone roze	20		Synthese	100 gr : 23 ml	5 min	10 min	0,10%	0,08%	120	170

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.



Gipskaart 2027

			Gewicht	Verpakking	Gipsoort	Mengverhouding	Verwerkingstijd (CA.)	Afbindtijd (CA.)	Expansie na 2 uur	Expansie na 24 uur	Hardheid na 2 uur	Hardheid na 24 uur
		Klasse 4	Alle keramiek-en metaal techniek. K+B, tandkransen, losse stompen E.D.									
	801503	Gildent Serie										
	801514	Gildent wit Gildent goudbruin			Synthese	100 gr : 20 ml	5 min	10 min	0,10%	0,08%	215	260
	801751	EuroRock Serie										
	801750	EuroRock goudbruin 3 kg			Synthese	100 gr : 20 ml	7 min	12 min	0,10%	0,09%	240	270
	801757	EuroRock goudbruin 18 kg (6x3) EuroRock pastelgeel 15 kg										
	801110	UltraDent Serie										
	801100	UltraDent wit										
	801117	UltraDent goudbruin			Natuur	100 gr : 20 ml	6 min	12 min	0,10%	0,08%	240	290
	801105	UltraDent ivoor										
	801115	UltraDent groen										
	801125	UltraDent grijs										
	800758	DeltaDent Plus Serie										
	800756	DeltaDent Plus wit			Synthese	100 gr : 20 ml	5 min	10 min	0,10%	0,08%	290	340
	800752	DeltaDent Plus pastelgeel										
	801115	DeltaDent Plus goudbruin										
	171004	Marmoplast Serie										
	106904	Marmoplast N Ivoor			Natuur	100 gr : 20 ml	7 min	15 min	0,09%	0,07%	60	90
		Marmoplast N goudbruin										
	100684	Hinriplast Serie										
	100674	Hinriplast N Ivoor			Natuur	100 gr : 20 ml	7 min	15 min	0,09%	0,07%	60	90
		Hinriplast N Grijs										

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Polijsmiddelen			Straal en polijst middelen		
805420	Puimsteen				
805410	Fijn 6/0				
805400	Middel 1/0				
	Grof 5/0				
805450	Steriele puimsteenpasta				
805460	Poliresin				
Vloeistoffen			Diverse vloeistoffen voor gips		
805652	Gips alginaat oplosser				
805651					
805650					

Ontdek meer dentale materialen en toepassingen in ons assortiment:

sg dentalshop.com



CAD/CAM-Producten

Bekijk hier het volledige assortiment van CAD/CAM-producten, zoals zirkonium, PMMA, kunststoffen, CoCr/Ti en bijbehorende accessoires.



3D-Printresins

Ruim assortiment 3D-printvloeistoffen van meerdere merken, zoals Detax, Asiga, Dreve, Keystone, Saremco en andere, voor verschillende dentale toepassingen.



CAD/CAM-Systemen


Bekijk ons aanbod van 4- en 5-assige freesmachines voor de digitale productie, met zowel natte als droge freesmogelijkheden.



3D-Printers

Ontdek ons assortiment hoogwaardige lab- & chairside 3D-printers van o.a. Asiga, met open materiaalsystemen en meer dan 500 materiaal mogelijkheden.

Schouten Dental



Magazine